

# Un gesto delicato

**L**a presenza di muco ostruttivo nel naso di neonati e bambini può sfociare in un'infezione. Tenere il naso pulito quotidianamente è, dunque, l'unico modo per consentire non solo di respirare bene, ma anche di evitare che catarro e infiammazione favoriscano l'insorgere di un'infezione che può risalire verso le orecchie, raggiungere le tonsille o scendere verso la faringe e i bronchi. Dall'esperienza in pediatria del marchio Physiomer, di sanofi-aventis, nasce il nuovo **Aspiratore nasale Physiomer**, che mantiene libero il nasino ed è particolarmente indicato prima della poppata e prima di dormire. Durante la poppata, infatti, la respirazione con il naso è la sola possibile, se è ostruito il piccolo per respirare deve usare la bocca; in questi casi vengono impedita la corretta alimentazione e la sufficiente idratazione. In più, respirare bene aiuta il bambino ad addormentarsi e a riposare serenamente.

## ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Physiomer ha progettato un prodotto ad alto contenuto tecnologico, realizzato con

## Il nuovo aspiratore nasale si prende cura dell'igiene quotidiana di neonati e bambini

materiali in grado di garantire massima efficacia, sicurezza d'uso e comfort.

Le narici dei neonati sono particolarmente delicate e l'eventuale utilizzo di beccucci in plastica rigida, durante la pulizia del nasino, può causare piccole ferire o abrasioni. L'Aspiratore nasale Physiomer vanta plus funzionali e strutturali specifici: è dotato di un beccuccio morbido ed ergonomico realizzato in Tpe, materiale approvato dall'Fda, facilmente riciclabile, appositamente studiato per rendere l'aspirazione un gesto semplice e rispettoso della fisiologia del neonato. La barriera arresta-muco lo imprigiona evitando che torni verso il naso o si blocchi sul filtro. Quest'ultimo funge da barriera antibatterica, è monouso, da sostituire dopo ogni utilizzo, e offre un'elevata igiene. Il conte-



nitore ampio, per l'utilizzo combinato con la soluzione Physiomer, è in materiale trasparente, per un corretto monitoraggio della quantità di muco aspirato.

In caso di muco particolarmente denso o abbondante (raffreddore, sinusite, ambienti secchi o allergie) è opportuno fluidificarlo prima dell'aspirazione, utilizzando Physiomer monodose in flaconcini, la soluzione sterile a base di acqua di mare che pulisce le cavità nasali in modo fisiologico, rispettando il naturale equilibrio delle mucose.



**PER UN INTESTINO IN REGOLA.** Se cattive abitudini alimentari, stress e sedentarietà ostacolano le normali funzioni digestive e rendono pigro l'intestino, con manifestazioni quali alterazioni nel transito intestinale, costipazione, intestino irritabile, **Psyllogel® Fibra** (Nathura), a base di fibra di psyllium pura al 99 per cento, contribuisce a rendere l'organismo più efficiente e regolare, ripristinandone l'equilibrio. La fibra di psyllium a contatto con l'acqua forma un gel che rende morbido il contenuto digestivo e aiuta a regolarizzare l'intestino. Inoltre, si tratta di una fibra prebiotica,

in grado di favorire lo sviluppo della flora batterica e di contribuire alla protezione della mucosa digestiva.

Psyllogel® Fibra è disponibile in due formati: un astuccio da 20 pratiche bustine e la confezione risparmio da 170 grammi, pari a 42 dosi; si presenta in cinque piacevoli gusti: cacao, vaniglia, arance rosse, fragola e tè al limone, da sciogliere in acqua o altre bevande, e piace anche ai bambini. In caso di celiachia, si possono assumere i gusti arance rosse e fragola. Non essendo un lassativo, Psyllogel® Fibra può essere assunto tutti i giorni, anche per periodi prolungati.



**UNA PELLE CHE COMUNICA.** Non è solo un semplice rivestimento, ma una protezione attiva contro le aggressioni esterne, rappresentate da sostanze chimiche, microorganismi, temperatura e traumi. La pelle ha bisogno di cure particolari e costanti. **Kalen** (Fitomedical) è una linea di preparati che si prende cura della pelle in ogni condizione.

Kalen crema protettiva (calendula, aloe e stellaria), grazie alle sue proprietà lenitive e protettive, ripristina l'equilibrio delicato dell'epidermide, mantenendone tono ed elasticità e limitando irritazioni e arrossamenti.

Kalen gel rinfrescante (calendula, stellaria) a rapido assorbimento dona una sensazione di freschezza immediata e sollievo duraturo, grazie all'effetto antinfiammatorio, decongestionante e calmante, da usare per lenire eritemi solari, come dopobarba o post depilazione. Kalen pomata lenitiva (calendula, aloe, giglio bianco) è la referenza più caratterizzata in ambito dermatologico: lenitiva, cicatrizzante e batteriostatica, è in grado di prevenire e curare fenomeni lesivi o infiammatori in atto, che minano l'integrità della cute, come piaghe da decubito, irritazioni del neonato, ragadi da allattamento. Infine, Kalen olio detergente (calendula, olio di *Calophyllum*) ha spiccate qualità emollienti, difende il naturale film idrolipidico dell'epidermide e favorisce il recupero del tono e della struttura cutanea.

Oltre a rimuovere trucco e impurità, si scioglie perfettamente nell'acqua della vasca, quindi è ideale per l'igiene del neonato e la detersione di lesioni cutanee.

**PARTNER DI FIDUCIA.** Migliorare la qualità di vita del paziente diabetico è da sempre l'obiettivo di Roche Diagnostics nell'area del Diabetes Care. E lo ottiene con il marchio **Accu-Chek**, un'offerta completa di soluzioni avanzate e di servizi innovativi per la gestione della malattia.

La sicurezza garantita da Accu-Chek Aviva rimane salda: la sua tecnologia evoluta assicura risultati affidabili in tutte le condizioni di utilizzo. Molti i plus: una piccola goccia di sangue consente di avere l'esito in pochi secondi, la striscia reattiva è robusta e maneggevole e i controlli di sicurezza sono automatici.

E ora la qualità incontra il design: il nuovo glucometro Accu-Chek Aviva Nano, discreto, accattivante e moderno, consente di ottenere una media delle glicemie degli ultimi 7, 14, 30 giorni e la media degli ultimi 90 giorni, risultati pre e post prandiali evidenziabili con icone e promemoria post prandiali. Il tutto reso più chiaro e leggibile grazie al display Lcd retroilluminato dalla massima visibilità e più comodo grazie ai pulsanti posizionati nella parte superiore del misuratore. I numeri dei sistemi Accu-Chek Aviva: 0,6 microlitri di sangue, 5 secondi per ottenere il risultato, fino a 500 valori memorizzabili e trasferibili su computer mediante Accu-Chek Smart Pix, supporto informatico di organizzazione e visualizzazione dei dati glicemici.

E una garanzia in più: le strisce Accu-Chek Aviva sono maneggevoli e con ampia area di aspirazione, utilizzano campioni di sangue capillare, arterioso, venoso e neonatale; sono costituite da otto elettrodi d'oro di verifica e garantiscono l'integrità del reagente, oltre a quella dei circuiti della striscia, e la giusta umidità.



**ORA ANCHE MASTICABILE.** Marchio leader nel mercato dei prodotti multivitaminici, Supradyn, presentato da Bayer healthcare, è il farmaco di automedicazione che grazie alla sua formula fornisce all'organismo le vitamine, i minerali e gli oligoelementi indispensabili per il regolare funzionamento dei processi metabolici.

La linea Supradyn si è arricchita con due nuove referenze masticabili. Il nuovo nato, **Supradyn Tabs**, è un integratore multivitaminico e multiminerale in compresse masticabili per adulti e ragazzi a partire dai quattordici anni di età. Il prodotto, presente in commercio in un pratico fla-

cone da cinquanta compresse, si distingue per il suo gusto estremamente gradevole all'arancia e frutto della passione, senza zuccheri aggiunti. La sua formula bilanciata di vitamine e minerali rappresenta una valida scelta per chi cerca un apporto di energia quotidiana, il tutto in un nuovo formato più comodo.

La linea masticabile comprende anche Supradyn junior, l'integratore multivitaminico e multiminerale dalla composizione specifica per bambini e ragazzi dai sette ai quattordici anni, in compresse masticabili al gradevole gusto arancia-mandarino.



**METABOLISMO DA COMPENSARE.** Ogni giorno lo stile di vita e l'alimentazione possono contribuire a scompensare l'equilibrio acido-base, dando vita a una situazione di acidosi metabolica. Per "acidosi" si intende una situazione caratterizzata da un accumulo di scorie acide nell'organismo. Quest'ultimo dispone di meccanismi biochimici, noti come sistema acido-base, atti a neutralizzare l'effetto tossico delle scorie stesse, producendo sostanze alcaline in grado di ripristinare l'equilibrio metabolico.

Tuttavia, quando l'organismo ne produce troppe o quando la loro eliminazione diviene difficoltosa, si assiste a un accumulo di questi prodotti di scarto, che possono promuovere prima, e mantenere poi, malattie croniche quali osteoporosi, calcolosi renale, obesità e malattie cardiovascolari.

Quando, a causa di stress, cattive abitudini alimentari e ritmi di lavoro che lasciano poco tempo per coltivare quotidianamente uno stile di vita sano, si rischia di andare in acidosi, allora l'integrazione con minerali alcalinizzanti può servire a ristabilire i valori ottimali, per smaltire con efficienza le scorie metaboliche che intasano gli organi emuntori.

I prodotti della linea **Basen** (Named), sotto forma di polvere solubile in acqua, Basenpulver, e di tavolette, Basentabs, sono integratori di sali minerali alcalinizzanti utili per coloro che si

trovano in uno stato di acidosi e vogliono ritrovare l'equilibrio ottimale acido-base. I due prodotti, a base di carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, carbonato di magnesio, fosfato bisodico, bicarbonato di potassio, non contengono zuccheri, coloranti, aromi, conservanti, lattosio e glutine.



**TRAVEL KIT DI STAGIONE.** Per la primavera - estate 2009, il Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella propone un'importante novità completa ed economica dedicata a tutti i viaggiatori. **Travel Kit Sella** racchiude, all'interno di un pratico e simpatico astuccio-valigetta, tutto il necessario per ogni partenza: uno spray insettop repellente, una crema dopopuntura e una confezione di fermenti lattici.

Ben's Repell, insettop repellente particolarmente consigliato per proteggere dalle punture di zanzare, anche tropicali, zecche, tafani, mosche e pappataci, è un presidio medico chirurgico a base del principio attivo più usato in Usa e nel mondo, il Deet. Viene proposto all'interno del Travel Kit nella confezione tascabile da 37 ml. After Bite crema, a base di tea tree oil, eucalipto e aloe vera, è un lenitivo dopopuntura delicato, ideale per la pelle di adulti e bambini. Non contiene ammoniaca, è pratico e non unge. Si presenta in un comodo tubetto da 20 ml con applicatore. Infine, Biolactine Travel Forte è un integratore di fermenti lattici studiato in particolare per prevenire e combattere la fastidiosa diarrea del viaggiatore. Grazie alla sua nuova formula più ricca, a base di tre miliardi di fermenti lattici vivi e gastroresistenti, è efficace nel creare una barriera contro i batteri patogeni, responsabili dei disturbi intestinali, permettendo di ristabilire in fretta una buona funzionalità digestiva e intestinale e di rafforzare le difese naturali dell'organismo. La confezione contiene 24 capsule.

**SORRIDERE SENZA VERGOGNA.** Disagio generalizzato, perdita di spontaneità in azioni abituali e quotidiane, come parlare, ridere e mangiare, sensazione di un corpo estraneo in bocca, timore di un'alterazione del gusto dei cibi o di irritazioni gengivali. Sono queste alcune delle paure più diffuse tra i portatori di dentiera da meno di cinque anni, che, chiamati ad affrontare i cambiamenti che accompagnano l'utilizzo della protesi, devono ritrovare la sensazione di essere a proprio agio nelle loro nuove abitudini. L'identikit di chi utilizza la dentiera da meno di cinque anni coincide con quello di un individuo dinamico, ottimista, pieno di energia e intenzionato a non rinunciare agli aspetti piacevoli e stimolanti della vita. Per tutti loro **Polident Equilibrio** (GlaxoSmithKline Consumer Health) è la nuova crema adesiva che dona una sensazione confortevole, creando un morbido e sottile strato tra gengive, palato e protesi. Il suo impiego aumenta la forza di masticazione ed evita le infiltrazioni di particelle di cibo tra la protesi e le gengive, aiutando a prevenire così le irritazioni e offrendo una maggiore sensazione di comfort, benessere e sicurezza di sé. Tutto questo con una grande facilità di utilizzo. Basta pulire la protesi dentale e asciugarla con cura, applicare la crema adesiva in piccole strisce non troppo vicine al bordo della protesi, sciacquare la bocca, inserire la dentiera e tenerla premuta in posizione per qualche istante.

